

BAIXÍSSIMO RUIDO
COM MOTOR DE INDUÇÃO
DISPENSA MANUTENÇÃO



TAMPA COM TRAVA E
SENSOR DE SEGURANÇA

SISLAB® Basic

Plus

CENTRÍFUGA PARA TUBOS

DESCRIÇÃO: Centrífuga para tubos, disponível nas seguintes configurações:

- Centrífuga para 20 tubos de 15 mL (16 x 100 mm).
- Centrífuga para 28 tubos de 4 à 5 mL (12 x 75 mm)
- Centrífuga para 28 tubos de 6 a 10 mL (13x100mm)
- Centrífuga para 16 tubos de urina fundo cônico (16x120mm)
- Diversas outras configurações para tubos de até 50mL.

CONSTRUÇÃO: Tampa e gabinete em resina reforçada com fibra, base em chapa de aço, câmara de centrifugação blindada com alumínio de alta resistência (2,5mm de espessura). Tampa com trava e sensor de segurança que impede o funcionamento com a centrífuga aberta.

ROTOR: Em alumínio de alta resistência mecânica, balanceado dinamicamente.

MOTOR: De alta performance e baixo consumo, de indução (sem escovas). Montado sobre amortecedores de borracha.

VELOCIDADE: Velocidade de centrifugação programável através de chave seletora de 1.200 à 3.400 rpm (6 velocidades).

TIMER: Controle do tempo de centrifugação através de timer eletrônico programável através de chave seletora de 2 à 60 minutos. Led indicativo de funcionamento, que se apaga no fim do processo

RCF (máx.): 1800 x g (força g centrífuga).

DIMENSÕES: (A x L x P) 30 x 38 x 43 cm.

PESO: Aprox. 16 kg.

CONSUMO: 200 W máximo.

ALIMENTAÇÃO: Bivolt 117/220 Vac (60/50 Hz).

GARANTIA: TOTAL DE DOIS ANOS.

SISLAB®

SISLAB - Tecnologia Laboratorial Ltda.

Rua João Dias da Silva, 57- São Paulo - SP
CEP 02541-020 - Fone/Fax: (11) 2255-6128
sislab@sislab.com.br - www.sislab.com.br